






Forklaring	
<p><b>Materialer:</b> Handsker, formalkerkop, pen, der kan skrive på plastik, mælkeprøveglas, spritservietter.</p> <p><b>1) Yverbetændelse erkendes</b></p> <p><b>2) Patte rengøres</b> Hvis flere patter er inficerede rengøres den fjerneste først for at forhindre forurening under rengøring af andre patter. Al synligt snavs fjernes. <b>Brug handsker.</b></p> <p><b>3) Patte desinficeres</b> Brug en spritserviet til desinfektion af patte og pattespids.</p> <p>Tjek servietten efter desinfektion: Er den snavset: Gå til punkt 2) Er den ren: Gå til punkt 4).</p>	  

Forklaring	
<p><b>4) Klargøring af mælkeglas</b> På mælkeglasset noteres dato, koens nummer samt kirtel. Låget løsnes.</p> <p><b>5) Udtagning af mælkeprøve</b> Mælkeprøveglassets låg åbnes uden at røre ved indersiden af låget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låget holdes som vist på billedet</li> <li>• Der malkes to stråler ud på gulvet <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">○</span></li> <li>• Glasset holdes i 45 graders hældning, og der fyldes to stråler i glasset</li> <li>• Hvis der skal tages prøver af flere kirtler, tages den første prøve fra den nærmeste kirtel for at forhindre forurening af de andre desinficerede pletter</li> <li>• Låget lukkes uden at røre ved kanterne.</li> </ul> <p><b>Opbevaring</b> <b>På køl</b> – hvis dyrkning inden 24 timer. <b>På frys</b> – hvis dyrkning senere end 24 timer.</p>	 

NB: **On-farm dyrkning** erstatter ikke mælkeprøver, der skal udtages i henhold til lovgivning (prøver til goldning og ved brug af bredspektret antibiotika).